

Produktdatenblatt

Mund-Nasen-Maske, 3-lagig

bakterieller Schutz $\geq 95\%$



Artikelnummer:	3028809
Produktbezeichnung:	Mund-Nasen-Schutz

Klassifizierung:	Typ 1 Geprüft nach EN 14683:2019				
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Latexfrei - mit leicht modellierbarem Nasenbügel - hautfreundliches Innenvlies - Filtermedium: Mikrofaservlies, im Meltblown-Verfahren hergestellt <p><u>Material:</u> 1. Lage: Vlies, weiß 2. Lage: Polypropylen, thermisch gebunden (Melt-Blown Verfahren) 3. Lage: Vlies, blau</p> <p><u>Maße:</u> 17,5 x 9,5cm - nicht steril</p>				
Farbe:	Blau				
Logistische Daten:	Artikelnummer	Farbe	Menge	Verpackung	GTIN
	3028809	blau	50 Stk.	1 Box	4260458330555
	3028809	blau	2000 Stk.	40 Boxen	8414806773563
	<p><u>Bruttogewicht:</u> 8 kg</p> <p><u>Nettogewicht:</u> 7,5 kg</p> <p><u>Maße Umkarton:</u> 51,5 cm x 38,5 cm x 34 cm</p>				
Haltbarkeit:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 4 Jahre				

BITTE BEACHTEN BEI ERSTENTNAHME UND GEBRAUCH

Anweisung zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz:

1. Bitte öffnen Sie den Polybag mit sauberen und gewaschenen Händen vollständig und legen Sie die entpackten Masken zurück in die Verpackung. Bei Entnahme der einzelnen Masken, nicht an den Ohr-Bändern ziehen und beachten Sie den Hinweis zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz. Zu starkes ziehen, kann zum abreißen der Ohr-Bänder führen.
2. Sicherstellen, dass der Nasenbügel auf der oberen Seite ist und am Nasenrücken anliegt. Dann mit leichten Druck an den Nasenrücken festdrücken (Wichtig für Brillenträger)
3. Die seitlichen Bänder hinter die Ohren klemmen und den Nasenbügel endgültig andrücken. Maske dem Gesicht entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hygienehinweise. Die Masken bitte sauber und trocken lagern.



Manufacturer: Shanghai Seven Sense Foods Limitid
Add: Tower 1, No.9 Song Qiu Road, Qing Pu, Shanghai
Tel: 0591-87712836
Email: tpk@topkeeping.cc

Hergestellt / MFD: 2020-05-12
Lagerfähig bis / EXP: 2023-05-12
LOT: MAYSH001



SPN | Customize GmbH
Hauptstraße 5 • 31848 Bad Münder • Germany
+49 5042 52740 - 0 • info@spn-gmbh.com

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Bei Atemnot oder Schwindelgefühl muss die Maske umgehend entfernt werden!